

# Incubadora de terapia intensiva medix pc-305

Brinda a los recién nacidos el calor y la protección que necesitan durante su internación, proporcionando un entorno confortable y controlado que se adapta fácilmente a sus necesidades.

La incubadora PC-305 ofrece controles microprocesados de la temperatura de aire y de piel con múltiples opciones para un acceso fácil y cómodo.

Disponible como cuna radiante marca Natus o Medix.

Trendelemburg y Anti-Trendelemburg continuo +/- 10°

7 alarmas audiovisuales.

Bandeja porta-chasis de rayos X.

Doble pared para una mayor estabilización de la temperatura.

Microfiltro de Aire y Oxígeno.

Posibilidad de elección del gabinete inferior.

Ajuste electrónico de altura (opcional)

Incubadora de terapia intensiva que ofrece un ambiente térmico estable, ideal para el desarrollo del bebé

La Incubadora Medix PC-305 brinda a los recién nacidos el calor y la protección que necesitan durante su internación, proporcionando un entorno confortable y controlado que se adapta fácilmente a sus necesidades.

Ambiente clínico óptimo. Fácil acceso al bebé

Monitoreo de temperatura de aire y de piel. La Incubadora Medix PC-305 es la solución ideal para aquellos bebés que necesitan permanecer en un ambiente controlado antes de ser trasladados a una cuna o recibir el alta del hospital.

Su amplia capota de acrílico transparente ofrece gran visibilidad del bebé.

Su puerta de acceso frontal rebatible, el colchón deslizante y sus 6 portillos, permiten un fácil acceso al recién nacido en cualquier momento.

