

Monitor de signos vitales e900

Con el diseño mas moderno y delgado de 15" e interactivo con amplios angulos de vision y parametros

DESCRIPCIÓN:

Monitor con pantalla de 15" (Opcinal Multi-Touch).
Alto brillo, varios angulos de visión faciles de observar, amplia gama de colores.
Capacidad para conectarse a red de monitoreo.
Salida análogica de ECG o sincronía para desfibrilación.
Pantalla policromatica (color): tecnología LCD de matriz activa o TFT.
Despliegue de curvas fisiológicas de al menos 8 curvas simultaneas.

PARAMETROS

ECG

Despliegue simultáneo de al menos 3 curvas, a elegir de 12 derivaciones.
Función de despliegue simultaneo de 12 derivaciones.
Monitoreo despliegue de segmento ST en al menos tres canales simultáneos.
Analisis de por lo menos 12 arritmias.
Despliegue numérico de frecuencia cardiaca.
Detección de marcapasos y protección para desfibrilador.
Spo2

Curva de pletismografia.

Despliegue numérico de saturación de oxigeno.
Tecnología que permite la medición en condiciones de baja perfusión y movimiento.

Respiración:

