

Monitor de signos vitales a-200

MODELO A-200

Monitor De Signos Vitales 6 Parámetros.

Pantalla de 12.0" LCD a color.

Ideal para el uso diario en clínicas, hospitales y pacientes en general.

Parámetros : Spo2,PR,ECG,TEMP,NIBP y RESP.

Parámetros Opcionales : CO2, IBP1, IBP2 e impresora.

Teclado de fácil acceso.

Sistema Integrado de calculador de medicamentos.

Parámetros seleccionables con forme a requerimientos del usuario.

Software totalmente configurable en cuanto a parámetros de alarmas.

Toma de presión arterial automática o manual con memoria de hasta 2,000 estudios.

Eficiente para uso en caso de desfibrilador o equipo de electrocirugía.

Detector de marcapasos.

Incluye

Garantía por 1 año.

Batería recargable de litio.

Cables ECG de paciente, Cable SPO2/PR adulto , Cable de Temperatura ,Manguera de extensión para NIBP.

