

Carro rojo c/4 cajones tabla y portasuero (sin equipo)

Estructura fabricada en lamina de acero calibre No. 22, acabado en esmalte horneado color rojo.

Cubierta de acero inoxidable pulido T-304, Barandal de barra de acero inoxidable diámetro 3/8".

Cajones de diferentes alturas, dos superiores de 9.0cm, uno intermedio de 18.0cm y uno inferior de 33.0cm todos con una profundidad de 40cm y correderas de suave deslizamiento.

Sistema de cerradura general.

Equipado con tabla para electro-shock de 40 x 60cm.

Portavenoclisis de acero acabado en cromo brillante, con sistema para ajuste de altura.

Rodamientos de 5" de diámetro, dos con freno.

Maneral para desplazamiento del carro fabricado en tubo de acero inoxidable 7/8" diámetro, Portacilindro doble de acero inoxidable.

Esquinas con protección para impacto.

