

Electrocauterio alsatom su mpc

El Alsatom SU MPC son una nueva generación de unidades de electrocirugía desarrollado utilizando la tecnología digital con sistema de control por microprocesador, la última hoy disponible para este tipo de dispositivos y el único capaz de garantizar ambas actuaciones realmente adecuados a las necesidades quirúrgicas reales y el muy altos niveles de seguridad, hoy obligatoria según el último estándar de seguridad para este tipo de dispositivos.

Alsatom SU 50-MPC

Es el modelo básico para monopolar / bipolar uso, tiene una potencia de salida máxima de 80W, puede ser utilizado sólo por el establecimiento de un único interruptor de pie y es adecuado para la cirugía general, ORL, dermatología, cirugía dental.

Alsatom SU 100-MPC

Es el mismo que el modelo SU-50 pero MPC, que tiene una potencia de salida máxima de 140W, es capaz de satisfacer todas las necesidades quirúrgico, incluyendo ginecología y veterinaria. Este modelo también es adecuado para la fulguración en la vejiga bajo líquido.

Alsatom SU 140-MPC

Tiene la misma potencia de salida del modelo SU-100 MPC, pero es más completa en cuanto a su uso. De hecho, tiene 2 controles separados, completa de visualización específico, para el ajuste independiente de cortar y coagular de potencia y puede ser utilizado no sólo por el interruptor de pie, sino también por el interruptor de mano (corte / coagulación) lápiz.

Alsatom SU 140 / D-MPC

Es el modelo más completo de la serie. Es el mismo que el modelo SU-140 MPC, que puede ser utilizado con un lápiz de conmutador manual, pero tiene una característica técnica no en común con las unidades de cirugía menor. De hecho, está equipado con un interruptor de pie doble para la activación de la coagulación y de corte y por lo tanto, da como resultado no sólo la respuesta más completa y funcional para todas las necesidades anteriormente mencionadas pero incluso la solución ideal para la primera ayuda, la gastroenterología, etcétera

Alsatom SU 140 / BD-MPC

Es el modelo para uso bipolar para el corte o la coagulación con una potencia de salida máxima de 100W. Es el mismo que el modelo SU-140 MPC con doble interruptor de pie y 2 controles separados, completa de visualización específico, para el ajuste de potencias de corte y coagulación.