

# Camilla de traslado mod transcare con cojin

Estructura de acero calibre 18 y 16, acabada en esmalte electrostático alkidalico horneado.

Cojín removible de espuma de poliuretano de 24 kg/m<sup>3</sup> y 7.5cm de espesor, con funda fabricada con tela plástica antiestática, impermeable y retardante a la flama.

Barandales abatibles fabricados con tubo redondo de (1" )

25.4mm, acabado cromado.

Ruedas de (8") 203mm con freno y seguros direccionales dos de ellas.

