

Camilla de traslado mod transcare c/porta tanque

Estructura tubular cuadrada de 2.54cm (1") fabricada en acero calibre No.18 y lamina de acero calibre No. 20, acabado en esmalte horneado.

Barandales fabricados en tubular redondo de acero calibre No.18 abatibles, acabado cromado.

La superficie permite posición de fowler manual hasta 90°.

Incluye porta venoclisis de altura telescópica 78 a 91cm (31" a 36") con posicionador en las cuatro esquinas de la camilla.

Colchón de vinilo resistente, impermeable y lavable de 10cm (4") de espesor.

Protector perimetral de hule resistente y soporte para tanque de oxigeno. Llantas de 20.3cm (8") dos con freno.

