

# Camilla tipo marina

Cubierta en lona ahulada color verde o naranja.

Costados tubulares de aluminio anodizado de 27.7mm de diámetro y de 25.4mm ( 1" ) de espesor.

Bases de solera de aluminio de (1" x 3/16") acabado en anodizado natural.

Mecanismo para plegado de solera cold rolled de (1" x 1/4"), acabado galvanizado.

Puños de vinilo antiderrapante.

Dimensiones Generales:

Plegada: 2.05 x 11 x 14cm

