

Cama p/hosp. 5 pos. C/cabeceras de tubo esm c/dos manivelas, s/ruedas, s/colchon y s/barandales

Bastidor fijo de ángulo de fierro de 39mm x 39mm x 3.17mm (1 1/2" x 1 1/2" x 1/8"), acabado en esmalte horneado, Tambor con tela de alambre articulada y resortes galvanizados con sistema mecánico de movimiento manual.

Cabecera y piecera en tubo cuadrado calibre Nº 20 y barrotes de lámina calibre Nº 24, acabado en esmalte horneado.

Cremallera con sistema manual de elevación de piernas.

Dimensiones generales: 99cm x 202cm x 108cm

