

Cama p/hosp. 5 pos. C/panel esmalt. En cabeceras c/ dos manivelas c/ruedas s/colchon y s/barand.

Cabecera y piecera fabricada con tubo cuadrado de 1½" , con paneles de lamina calibre 22, con fleje de acero en la parte superior.

Acabada en esmalte alkidalico electrostático horneado. Tambor fabricado con ángulo de acero de 1/8" x 1½" x 1.92mts de largo.

Tela articulada de alambre galvanizado calibre No. 14, sujeta al marco con resortes de 12 vueltas de alambre tensilac calibre 13.5.

Rodajas de 4" con freno en dos de ellas.

Permite 5 posiciones con dos manivelas..

