

Cuna d/hosp grande esmaltada

Estructura fabricada con lamina de acero acabado en esmalte horneado calibre No. 18.

Superficie fabricada con tela articulada de alambre galvanizado calibre No. 14, sujeta al marco con resortes de 12 vueltas de alambre tensilac calibre 13.5

Barandales de altura ajustable fabricados con lamina de acero acabado en esmalte horneado calibre No. 18, con divisiones entre barrotes de 2 3/8", con seguro.

Permite posiciones: Trendelemburg, Fowler y plana.

Colchón con aireadores laterales, y funda para permitir su limpieza, fabricada en lona impermeable y espuma de poliuretano de 27kg/m³ con tiradores para poder voltearlo. Medidas: 30" x 60" x Grosor 3".

Porta sueros de altura ajustable, fabricado en acero inoxidable con posicionador en las cuatro esquinas. Altura: min.: 36" - Máx.: 80"

Ruedas fabricadas con hule conductivo con balineras de 3", dos con freno.

Dimensiones generales: 91.44 x 182.88 x 154.94cm.

