

Aspirador portatil

ASPIRADOR FLEMAS E9

Diseñado con bomba libre de aceite para la protección del medio ambiente
Silencioso con mango de transporte para su traslado lo hacen el mas eficiente el tamaño es ideal para hospital, ambulancia u hogar
Con control para regular la aspiración. reloj indicador de volumen.
Armado en estructura de plástico resistente anti corrosión

DATOS TECNICOS

Voltaje ac220v-/+ 10 %, 50 hz -/+ 2 % de la potencia de entrada 90 va

Ruido valor de presion negativa-/+ 65dbmax

Tasa 0.075mpapumping-/+ : 151/min

Volumen jug: 1000ml

Capacidad de frasco 1000ml

Ruido menor a 60 db

18 litros x minuto

Accesorios incluidos: tubo suave

(ipc, 2m de largo, 2 mm de espesor, 12 mm de diametro)

Tubo (2pcs, 1 para adultos, niños, 1 para 55 po pc)

Fusible (2pcs, 1.5 y 3a)

