

Aspirador quirurgico

ASPIRADOR E10

Diseñado de gabinete con ruedas para su traslado fácil y seguro con bomba libre de aceite para la protección del medio ambiente.

Con control para regular la aspiración.

Reloj indicador de volumen.

Armado en estructura de plástico resistente anticorrosión.

Válvula de seguridad anti derrames

Sistema dual de 2 frascos de capacidad de 2.5 litros por frasco

Pedal para aspiración

20 litros por minuto

DATOS TECNICOS

Presión negativa máxima ± 0.009 mpa

Ruido ± 60 db (a)

Potencia 120a

Capacidad jug 5000/ en 2 piezas

Volumen de la botella 2500 ml, 2 pcs

Accesorios incluidos

Interruptor de pedal (ipc)

Interruptor de encendido (ipc) filtro (2pcs)

Tubo de succión (ipc, 2 m de largo, gel de silice)

Tubo de succión celiaca (ipc, 24 cm de longitud de plástico)

Peso neto 16 kgs (ipc)

Embalaje 1 pc/cartón

Tamaño de caja: 47.5x41.5x92.5cm(ipc)

