

Bascula de piso seca 760

Está disponible en color rojo vino, blanco, negro, azul noche y el crudo.

Los gustos y colores no se discute que este clásico pintado de negro también viene en dos variantes, con una carcasa de color negro o blanco. Todos los modelos tienen en común el anillo de cromo, la plataforma cubierta con caucho natural acanalado agradable al tacto, el diseño clásico de la aguja de línea y el mecanismo de pesaje robusta aún mejor.

Especificaciones

Capacidad: 150 kg

Graduación (g): 1 kg

Dimensiones (WxHxD): 303 x 118 x 470 mm

Peso neto: 3,5 kg

Características: equilibrio cero, protección del transporte

CE: CE 0123

