

Estacion de pesaje y medicion seca 284

Capacidad:

300 kg, 660 lbs

División (g):

50 g / 0,1 lbs

Rango de medición en cm:

30 - 200 cm

Rango de medición en inch:

11 inch - 7 ft 2 inch "

División:

1 mm / 0,05 inch

Alimentación:

Batería, Red eléctrica

Dimensiones (AxAxP):

434 x 2394 x 466 mm , 17,1 x 94,3 x 18,3 inch

Peso neto:

16 kg , 35,3 lbs

Funciones:

calibración, autom. Calibración, contraluz, RESET, Acoustic signals can be activated, desconexión automática, amortiguación, ajuste de cero seleccionable, conmutación cm/inch, Transport custors, estadímetro, TARA, proteccion contra sobre carga, Auto-SEND, SEND, interfaz wireless, PRINT, Auto-PRINT, HOLD, Auto-HOLD, función madre/bébé, Auto-clear, conmutación kg/lbs, datos del paciente, Body Fat Rate (BFR), pre-TARA, borrar, el índice de masa corporal - BMI, auto-BMI

CE:

CE 0123

