

Báscula silla seca 954

Báscula silla con transmisión inalámbrica para pesaje en posición sentada

Consideración y confort, estos son los aspectos destacables de este modelo extremadamente estable con estructura exterior de tubos redondos de acero.

El asiento cómodo proporciona estabilidad y los apoyabrazos plegables individualmente hacia atrás y los reposapiés plegables aumentan la facilidad de manejo. Los frenos para las ruedas traseras ofrecen seguridad a la hora de sentarse y de levantarse. La posición del visualizador detrás de la silla permite un trabajo intuitivo con múltiples funciones como TARA, HOLD y BMI. Y con la tecnología inalámbrica seca 360° wireless, pulsando un botón es posible enviar los valores de medición a una impresora inalámbrica seca o al PC. Esta báscula de silla móvil con alimentación opcional a través de la red o mediante batería, presta en cualquier lugar una ayuda de un valor incalculable, ya sea en la rehabilitación, la ortopedia, la diálisis, en el área de la asistencia a personas mayores y de cuidados o incluso en la pediatría. Así es posible pesar sentados cómodamente a los niños pequeños que aún no pueden mantenerse de pie. Práctico: la bolsa de transporte suministrada seca 471 almacena el bloque de alimentación directamente cerca de la báscula.

Datos técnicos

Capacidad:

300 kg, 660 lbs

División (g):

50 g < 150 kg > 100 g / 0,1 lbs < 330 lbs > 0,2 lbs / 0,1 lbs < 23 sts > 0,2 lbs

Alimentación:

Baterías recargables, Red eléctrica

Dimensiones (AxAxP):

563 x 897 x 978 mm , 22,2 x 35,3 x 38,5 inch

Peso neto:

24,5 kg , 54 lbs

Funciones:

RESET, desconexión automática, amortiguación, conmutación kg/lbs/sts, TARA, protección contra sobrecarga, Auto-SEND, SEND, interfaz wireless, PRINT, Auto-PRINT, HOLD, Auto-HOLD, Auto-clear, pre-TARA, el índice de masa corporal - BMI

CE:

CE 0123

