

Adaptador USB 360 SECA

Con el adaptador USB seca 456, su equipo será capaz de recibir los datos transmitidos por las escalas de peso seca y sistemas de medición.

Esto no sólo evita el cableado laborioso en las salas de examen, sino también para almacenar los valores medidos en la base de datos seca usando la analítica seca software 115, para integrarlos en el EMR y a disposición de otros parámetros como archivos PDF (función integrada EMR). La documentación tediosa de resultados de la revisión son ahora de forma rápida y sin papeles.

Especificaciones

Dimensiones (WxHxD): 85 x 23 x 10 mm

Peso neto: 12 g

CE: CE

