

Impresora inalámbrica 360w

La seca inalámbrica impresora térmica de 466 con el cortador integrado puede imprimir de forma rápida y directamente los valores medidos transmitidos por la seca 360 ° productos inalámbricos en papel o etiquetas térmica y automáticamente separado.

Además, es capaz de proceder con la interpretación automática y la explotación de los resultados. Por ejemplo, usted puede hacer una representación gráfica de IMC o percentiles de crecimiento para niños y compararlos con los correspondientes valores de referencia. Los datos de referencia son necesarios en una tarjeta de memoria por separado, y se pueden configurar fácilmente usando el software seca diseñador de impresión. También es posible configurar el formato de la fecha y la hora, el idioma, y el hospital o el logotipo de la oficina del doctor que se imprimirá en los documentos.

Especificaciones

Potencia: Fuente de alimentación

Dimensiones (WxHxD): 106 x 105 x 180 mm

Peso neto: 1 kg

Características: impresión de la fecha y la hora, una función de cortador automático

CE: CE

