

Base para display remoto

El soporte seca 472 es la ayuda perfecta para módulos de visualización a distancia por cable escalas seca 635, seca 657 y seca 675.

Esta construcción sólida es una alternativa práctica a la mesa de pared o el soporte de montaje. Con una hoja de pie de hierro fundido, rápidamente se puede instalar en cualquier lugar. La fijación del módulo de visualización al soporte es proporcionado por un clip sólido.

Especificaciones

Dimensiones (WxHxD): 460 x 1035 x 460 mm
Peso neto: 7.8 kg

