

# Estadimetro seca 274

Los componentes son de aluminio de alta calidad y se ensamblan y atornillan fácilmente. El rango de medición para niños pequeños y adultos llega de 30 a 220 cm. Otras ventajas evidentes: sólida plataforma de vidrio, pantalla con iluminación de fondo blanca en la corredera de medición y transmisión inalámbrica de datos a una impresora seca 360° wireless, a un PC o a una báscula del sistema inalámbrico, que junto con el valor de la talla calcula el BMI.

Rango de medición en cm:

30 - 220 cm

Rango de medición en inch:

11 inch - 7 ft 2 inch "

División:

1 mm / 1/8 inch

Alimentación:

Batería

Dimensiones ( AxAxP):

434 x 2394 x 466 mm , 17,1 x 94,3 x 18,3 inch

Peso neto:

15 kg , 33,1 lbs

Funciones:

calibración, autom. Calibración, contraluz, RESET, Acoustic signals can be activated, desconexión automática, ajuste de cero seleccionable, conmutación cm/inch, Transport custors, Auto-SEND, SEND, interfaz wireless, PRINT, Auto-PRINT, HOLD

CE:

CE 0123

