

Estadimetro seca 264

La seca estadiómetro 264 hace que su trabajo sea más fácil: en efecto, la parada del talón, y la Línea Frankfurt integrada en el reposacabezas del cursor, ayudan a asegurar el posicionamiento del paciente precisa y resultados así de medición extremadamente exacta. El tamaño se puede leer directamente en la pantalla con retroiluminación blanca integrada en el reposacabezas del cursor. Los datos se envían de forma inalámbrica a una impresora inalámbrica seca 360 °, un ordenador o una balanza inalámbricos.

Rango de medición en cm: 30 - 220 cm

Graduación: 1 mm

Potencia: Baterías

Dimensiones (WxHxD): 428 x 2318 x 474 mm

Peso neto: 5 kg

Características: Luz de fondo, la calibración, la calibración automática, activada Bips, RESET, rociadores, la libre elección del punto de partida de la medición, interrupción cm / pulgadas, montado en la pared, Auto-SEND, SEND, la interfaz inalámbrica, PRINT, Auto-PRINT MANTENER

CE: CE 0123

