

Estadimetro seca 207

El estadímetro puede atornillarse al envolvedor (también es posible el montaje en la pared) o utilizarse como estadímetro portátil. Sus grandes topes de cabeza y pies facilitan la determinación de la longitud y las lengüetas se pliegan para facilitar su almacenamiento. Fabricado en aluminio que le confiere durabilidad.

Rango de medición en cm:

0 - 99 cm

Rango de medición en inch:

0 - 39 "

División:

1 mm / 1/8 inch

Dimensiones (AxAxP):

1047 x 120 x 286 mm , 41,2 x 4,7 x 11,3 inch

Peso neto:

810 g , 1,8 lbs

Funciones:

error de pesaje, montaje en la pared

CE:

CE 0123

