

Cinta para medir la circunferencia de la cabeza seca 212

Banda para medición de la circunferencia de la cabeza para bebés y niños pequeños, fabricada en Teflon indeformable. También para simetría de la cabeza.

Esta cinta para medir fabricada en Teflon sintético indeformable permite medir la circunferencia de la cabeza (anverso) y la simetría de la cabeza (reverso). Un práctico dispensador (con 15 cintas) ofrece un almacenamiento seguro contra el deterioro.

Rango de medición en cm:

0 - 59 cm

Rango de medición en inch:

0 - 23 "

División:

1 mm / 1/16 inch

Dimensiones (AxAxP):

25 x 1 x 663 mm , 1 x 0 x 26,1 inch

Peso neto:

60 g , 0,1 lbs

Funciones:

medición móvil

CE:

CE 0123

