

# Nebulizador de Piston Cyclone

Equipado con Compresor a Pistón, exento de lubricación, lo que le otorga más potencia a la vez que lo hace sumamente silencioso. Provisto con una ampolla nebulizadora de altísimo rendimiento.

Incluye pico bucal, ampolla nebulizadora, máscara adultos y niños.

## **Especificaciones Técnicas**

Método de nebulizado.....	Compresor a pistón seco
Tensión de operación.....	220V – 50Hz
Clase.....	<input type="checkbox"/>
Consumo .....	0.6 A
Capacidad máxima de ampolla.....	10 ml
Capacidad mínima de ampolla.....	1.3 ml
Diámetro aerodinámico de masa media (micrones).....	menor a 5 micrones
Salida de la solución.....	0.33 ml/min. o mayor
Flujo de aire.....	6-8 lts/min.
Presión máxima.....	2.3 kgr/cm <sup>2</sup>
Peso.....	2 kg
Dimensiones del aparato.....	265 x 174 x 120 mm
Temperatura y humedad de operación.....	5° a 40° C, 30% a 95% RH
Temperatura y humedad de almacenamiento.....	-10° a 40° C, 10% a 95% RH
Rango de presión atmosférica para transporte y almacenamiento.....	500-1060 mb

\*Las especificaciones y el diseño exterior pueden estar sujetos a cambios por mejoramientos sin aviso previo.

