

Nebulizador de Piston Infantil

Equipado con Compresor a Pistón, exento de lubricación, lo que le otorga más potencia a la vez que lo hace sumamente silencioso. Provisto con una ampolla nebulizadora de altísimo rendimiento. Su práctico diseño permite guardar en su interior

Especificaciones Técnicas

Método de nebulizado.....	Compresor a pistón seco
Tensión de operación.....	220V – 50Hz
Clase.....	<input type="checkbox"/>
Consumo	0,6 A
Capacidad máxima de ampolla.....	10 ml
Capacidad mínima de ampolla	1,3 ml
Nivel de sonido (a 1 m de distancia).....	50 dB
Diámetro aerodinámico de masa media (micrones).....	menor a 5 micrones
Salida de la solución.....	0,33 ml/min, o mayor ²
Flujo de aire.....	6-8,5 l/min.
Presión máxima.....	225,56 kPa = 32,73 PSI(2,3 kg/cm ²)
Peso.....	2,3 kg/cm ²
Dimensiones del aparato.....	265 x 127 x 96 mm
Temperatura y humedad de operación.....	5 a 40° C, 30% a 95%
Temperatura y humedad de almacenamiento.....	-10 a 40° C, 10% a 95%
Rango de presión atmosférica para transporte y almacenamiento.....	500-1060 mb 50-106 kPa

²Valor medido con 0,9% de solución de ClNa.

Esta especificación puede variar según el tipo y viscosidad de medicamento utilizado.

	Presiones de trabajo			Caudal l/min.
	kg/cm ²	PSI	kPa	
Mínimo	0,700	9,96	68,65	6
Máximo	0,950	13,52	93,16	8,5

*Las especificaciones y el diseño exterior pueden estar sujetos a cambios por mejoramientos sin aviso previo.

