

Nebulizador de Piston Hippo Neb

Divertido diseño infantil con autoadhesivos para pegar.

Indispensable para afecciones del aparato respiratorio.

Equipado con motocompresor a pistón exento de lubricación que lo hace sumamente silencioso.

Provisto de ampolla nebulizadora de alto rendimiento que reduce el tiempo del nebulizado.

El Nebulizador Infantil Compresor a Pistón "Hipponeb" incluye: 1 ampolla nebulizadora, 1 máscara niño, 1 máscara adulto, 1 accesorio bucal, 1 tubo de PVC, 3 filtros de aire, 1 manual de instrucciones y garantía.

Especificaciones Técnicas

Método de nebulizado.....	Compresor a pistón seco
Tensión de operación.....	220V – 50Hz
Clase.....	<input type="checkbox"/>
Consumo	0.6 A
Capacidad máxima de ampolla.....	10 ml
Capacidad mínima de ampolla.....	1.3 ml
Diámetro aerodinámico de masa media (micrones).....	menor a 5 micrones
Salida de la solución.....	0.33 ml/mín. o mayor
Flujo de aire.....	6-8 lts/min.
Presión máxima.....	2.3 kgr/cm ²
Peso.....	2 kg
Dimensiones del aparato.....	265 x 174 x 120 mm
Temperatura y humedad de operación.....	5° a 40° C, 30% a 95% RH
Temperatura y humedad de almacenamiento.....	-10° a 40° C, 10% a 95% RH
Rango de presión atmosférica para transporte y almacenamiento.....	500-1060 mb

*Las especificaciones y el diseño exterior pueden estar sujetos a cambios por mejoramientos sin aviso previo.

