

# Nebulizador de Piston Coco Neb

Divertido diseño infantil con autoadhesivos para pegar.

Indispensable para afecciones del aparato respiratorio.

Equipado con motocompresor a pistón exento de lubricación que lo hace sumamente silencioso.

Provisto de ampolla nebulizadora de alto rendimiento que reduce el tiempo del nebulizado. El Nebulizador Infantil Compresor a Pistón "Coconeb" incluye: 1 ampolla nebulizadora, 1 máscara niño, 1 máscara adulto, 1 accesorio bucal, 1 tubo de PVC, 3 filtros de aire, 1 manual de instrucciones y garantía.

## **Especificaciones Técnicas**

---

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Método de nebulizado.....   | Compresor a pistón seco    |
| Tensión de operación.....   | 220V – 50Hz                |
| Clase.....  | <input type="checkbox"/>   |
| Consumo .....   | 0.6 A                      |
| Capacidad máxima de ampolla.....                                      | 10 ml                      |
| Capacidad mínima de ampolla.....                                      | 1.3 ml                     |
| Diámetro aerodinámico de masa media<br>(micrones).....                | menor a 5 micrones         |
| Salida de la solución.....  | 0.33 ml/min. o mayor       |
| Flujo de aire.....  | 6-8 lts/min.               |
| Presión máxima.....   | 2.3 kgr/cm <sup>2</sup>    |
| Peso.....   | 2 kg                       |
| Dimensiones del aparato.....  | 265 x 174 x 120 mm         |
| Temperatura y humedad de operación.....                               | 5° a 40° C, 30% a 95% RH   |
| Temperatura y humedad de almacenamiento.....                          | -10° a 40° C, 10% a 95% RH |
| Rango de presión atmosférica para<br>transporte y almacenamiento..... | 500-1060 mb                |

\*Las especificaciones y el diseño exterior pueden estar sujetos a cambios por mejoramientos sin aviso previo.

