

Nebulizador ultrasonico portatil

Único con Sistema A.D.R.® (Administrador Regulable de Dosis) que optimiza el rendimiento de la medicación. Diseño funcional y altísima prestación.

De fácil transporte, potente y liviano.

Cuenta con el exclusivo Sistema de Cámara de Agua Cerrada, facilísimo de usar: sin agua, sin vasos, sin membranas. Sólo se agrega la solución a nebulizar y listo.

Totalmente silencioso.

Provisto con timer de apagado automático y regulador del flujo de aire.

Incluye pico bucal, pico nasal, máscara adultos-niños y fuente de alimentación externa. Opcionales: (ver "Accesorios")

- Adaptador para encendedor del auto (Art. 3062)

- Pack de Baterías recargables (Art. 3021)

Remoción del filtro de aire

Si el filtro de aire se notara sucio o desgastado, reemplázelo de la siguiente manera:

- 1- Retire la cámara de aire de la tapa cubrepileta presionando con el dedo desde afuera, a través del orificio.
- 2- Presione firmemente el regulador de aire desde adentro hacia afuera de la tapa cubrepileta, hasta desplazarlo de su posición.
- 3- Una vez separado el regulador de aire, reemplace el filtro que se encuentra en su interior.
- 4- Rearme siguiendo el procedimiento inverso.

Especificaciones técnicas

Método de nebulizado.....	Vibración ultrasónica
Tensión de operación.....	100-240V 50-60Hz 12V $\equiv$ 1.25A
Opcional: adaptador para automóvil y/o pack de baterías recargables.	
Clase.....	
Dimensiones de las partículas.....	1.5- 5.7 (MMAD 3.8 micrones)
Consumo.....	15 W
Tasa de nebulización.....	0.5 ml/min
Frecuencia de oscilación.....	2.5 MHz
Dimensiones.....	83.5 x 169 x 60 mm
Capacidad máxima de pileta.....	8 ml
Capacidad mínima de pileta.....	1 ml
Peso.....	260 g
Temperatura y humedad de operación.....	5° a 40 °C, 30% a 95% RH
Temperatura y humedad de almacenamiento.....	1° a 40 °C, 10% a 95% RH
Rango de presión atmosférica para transporte y almacenamiento.....	500- 1060 mb

*El líquido de la Cámara de Agua Cerrada es agua destilada y el conservante es Cloruro de Benzalconio al 0.01%.

*Las especificaciones pueden estar sujetas a cambios sin aviso previo.

