

# Nebulizador ultrasonico Micron

Diseño funcional y altísima prestación.

Totalmente silencioso.

Cuenta con el exclusivo Sistema de Cámara de Agua Cerrada, facilísimo de usar: sin agua, sin vasos, sin membranas. Sólo se agrega la solución a nebulizar y listo.

Apto para utilizar con el Dispositivo Calefactor Warm® de nebulizado caliente.

Provisto con timer de apagado automático y regulador del flujo de aire.

Incluye pico bucal, máscara adultos y niños.

## Especificaciones Técnicas

---

Método de nebulizado.....	Vibración ultrasónica
Tensión de operación.....	220V ~ 50Hz
Clase.....	<input type="checkbox"/>
Consumo .....	30W
Nivel de sonido (a 1 m de distancia).....	25 dB
Frecuencia de oscilación.....	2,5 mHz
Salida de solución .....	0,5 ml/min. (mínimo)*
Dimensiones de la partícula.....	1,5 - 5,7µm (MMAD 3,8 µm)
Carga máxima de piletta.....	8 ml
Carga mínima de piletta.....	1 ml
Peso.....	1,2 kg
Dimensiones del aparato.....	125 x 175 x 109 mm
Temperatura y humedad de operación.....	5 a 40° C, 30% a 95%
Temperatura y humedad de almacenamiento.....	1 a 40° C, 10% a 95%
Rango de presión atmosférica para transporte y almacenamiento.....	50 a 106 kPa (500-1060 mbar)
Ciclo de servicio.....	30 min. encendido, 30 min. apagado

\*Valor medido con 0,9% de solución de ClNa. Esta especificación puede variar según el tipo y viscosidad de medicamento utilizado.

**La Cámara de Agua Cerrada contiene una solución de Cloruro de Benzalconio al 0,01%. Las especificaciones pueden estar sujetas a cambios sin aviso previo.**

## Accesorios provistos

---

1 Gotero de 2 ml/ 1 Máscara niño/ 1 Máscara adulto/ 1 Pico bucal/ 1 Manguera plástica/ 2 Filtros de repuesto

## Accesorio Opcional

---

Dispositivo Calefactor "Warm" Modelo 3028 para Aerosolterapia patentado por San Up S.A.

