

# Stent coronario

## Andamios:

El SolarFlex es el único stent en el mercado para ofrecer un diseño personalizado para cada diámetro de asegurar la uniformidad de apoyo pared del vaso en cada tamaño de toda la gama.

## Flexibilidad:

(datos en archivo)

La flexibilidad de la SolarFlex ha sido comparado con numerosos líderes del mercado y ha demostrado ser el stent más flexible en el mercado.

## Strut Espesor:

Los puntales Solarflex son más delgadas que las de la mayoría de los competidores (0.065mm / 0,0025 ").

## Fabricación:

Un proceso especial de post engaste crea pequeños cojines en el material de globos que ayuda en la retención del stent al globo y protege el stent de atrapar.

