

Lámpara de fototerapia bhelius actea

Para el tratamiento de hiperbilirubinemia con:

- Lámpara de fototerapia y luz de examen de luz fría .
- Con sistema de leds azules y blancos.
- Longitud de onda entre 450 y 470 nm.
- Luz de examen blanca que permite ver la coloración real del paciente.
- Encendido on-off
- Cabeza de la lámpara de posición ajustable que permite diferentes inclinaciones .
- Poste ajustable para adaptar el cabezal a diferentes alturas.
- Dos ruedas con freno.
- Cuenta con protectores oculares.

