

Monitor desfibrilador e series

El monitor-desfibrilador E Series de ZOLL fue diseñado por profesionales para profesionales.

Ningún otro monitor-desfibrilador con funcionalidad completa ha sido diseñado específicamente para los rigores de las situaciones de SME. Ningún otro desfibrilador ofrece las opciones configurables de E Series. La documentación se facilita cuando se combina con las opciones para la transferencia de datos que eliminan la necesidad de usar papel. Ningún otro desfibrilador es tan resistente ni está tan preparado.

El Desfibrilador E Series Ofrece:

Real CPR Help de ZOLL, que mide la frecuencia y profundidad de las compresiones torácicas en tiempo real, y proporciona una retroalimentación visual y audible opcional. Se pueden grabar y revisar todos los datos de la RCP usando el software RescueNet Code Review.

La función See-Thru CPR, exclusiva de ZOLL, permite filtrar el artefacto de RCP para ver los ritmos organizados sin interrumpir las compresiones.

Nuevo e innovador diseño y forma de jaula antivuelcos.

Pantalla EasyRead Tri-Mode Display™ que se puede usar tanto en la oscuridad total como bajo la luz directa del sol.

Un nuevo sistema Rapid Cable Deployment™ para desplegar los cables con mayor rapidez.

Reloj con GPS integrado que permite que los usuarios sincronicen los momentos de despacho, desfibrilador y llamada de intervención para mejorar la precisión general de los datos.

