

Pulso oxímetro

PULSO OXÍMETRO G1B

Diseño aerodinámico el mas nuevo en el mercado

- ♦ 1.8" pantalla a color de alta definición LCD, que muestra en tiempo real de forma de onda SpO2 y PR valor e intensidad
- ♦ Tecnología SpO2 digital única, funcionamiento rápido, preciso, estable y fuerte anti-interferencia
- ♦ Por lo menos 48 horas de parámetros y el almacenamiento de datos de tendencias, maximo hasta 999 objetos de medición
- ♦ Podría ser conectado con PC para descargar y analizar / datos de impresión con software integrado
- ♦ Adecuado para adultos, pediatría, neonatos
- ♦ Reloj de tiempo real, configuración momento fácil, podría ajustarse manualmente o a través de software para PC
- ♦ Recargar automáticamente la batería en la conexión del dispositivo al circuito
- ♦ 10-12 horas de batería de respaldo después de la carga completa
- ♦ Alarma en acústica y visual
- ♦ Software en español

