

# Camilla p/ambulancia esm. C/cojin

Estructura con barandales integrados en tubo de acero calibre No. 18 de 25.4cm (1") de diámetro, acabado en esmalte horneado.

Respaldo abatible en tubo de acero calibre No. 18 de 25.4mm (1") de diámetro, acabado en esmalte horneado.

Parrilla en tubo de acero calibre No. 20 de 12.7mm (1/2") de diámetro, acabado en esmalte horneado.

Rodajas estándar de hule suave de 121.10mm (43/4") de diámetro, acabado cromado.

Sistema para abatimiento del respaldo tipo candado.

Cojín en espuma de poliuretano de 17 kg/m<sup>3</sup> de densidad y 6.0cm. de espesor, acabado en funda de vinilo tipo piel color negro.

