

# Nebulizador de Piston Smartneb

Diseñado con práctica cavidad sujetampolla que evita derrames de medicación.

Con motocompresor a pistón exento de lubricación, potente y muy silencioso.

Este equipo incluye: 1 ampolla nebulizadora, 1 máscara infantil, 1 máscara adultos, 1 sobre con 3 filtros, 1 tubo de PVC, 1 accesorio bucal, 1 manual de uso y garantía.

## Especificaciones Técnicas

Método de nebulizado.....	Compresor a pistón seco
Tensión de operación.....	220V ~ 50Hz
Clase.....	<input type="checkbox"/>
Consumo .....	0.6 A
Capacidad máxima de ampolla.....	5 ml
Capacidad mínima de ampolla.....	1.3 ml
Nivel de sonido (a 1 m de distancia) .....	63 dB
Diámetro aerodinámico de masa media (micrones).....	menor a 5 micrones
Salida de la solución.....	0.25 ml/min. o mayor
Flujo de aire.....	6-8 l/min
Presión máxima.....	2.3 kg/cm <sup>2</sup>
Peso.....	1.7 kg
Dimensiones del aparato.....	170 x 140 x 102 mm
Temperatura y humedad de operación.....	5 a 40° C, 30% a 95%
Temperatura y humedad de almacenamiento.....	-10 a 40° C, 10% a 95%
Rango de presión atmosférica para transporte y almacenamiento.....	50 - 106 kPa (500 - 1060 mbar)

\*valor medido con 0,9% de solución de ClNa.

Esta especificación puede variar según el tipo y viscosidad de medicamento utilizado.

	Presión de trabajo			Caudal
	kg/cm <sup>2</sup>	PSI	kPa	l/min
Mínimo	0,700	12,10	83,36	6
Máximo	0,950	16,37	112,78	8

\*Las especificaciones y el diseño exterior pueden estar sujetos a cambios por mejoramientos sin aviso previo.

