

Nebulizador de Piston Plus II

Innovador diseño que permite guardar los accesorios en su interior, con manija ergonómica y compartimiento trasero guarda-cable.

Equipado con Compresor a Pistón, exento de lubricación, lo que le otorga más potencia a la vez que lo hace sumamente silencioso.

Provisto con una ampolla nebulizadora de altísimo rendimiento.

Incluye pico bucal, ampolla nebulizadora, máscara adultos y niños.

Especificaciones Técnicas

Método de nebulizado.....	Compresor a pistón seco
Tensión de operación.....	220V - 50Hz
Clase.....	<input type="checkbox"/>
Consumo.....	0,6A
Capacidad máxima de ampolla.....	10 ml
Capacidad mínima de ampolla.....	1,3 ml
Nivel de sonido (a 1m de distancia).....	60dB
Diámetro aerodinámico de masa media (micrones).....	menor a 5 micrones
Salida de la solución.....	0,33 ml/min. o mayor
Flujo de aire.....	6-8,5 l/min.
Presión máxima.....	225,56 kPa - 32,73 PSI (2,3 kg/cm ²)
Caudal máximo.....	10l/min.
Peso.....	2,04 kg
Dimensiones del equipo.....	365 x 200 x 95 mm 14,37" x 7,87" x 3,74"
Temperatura y humedad de operación.....	5 a 40° C, 30% a 95%
Temperatura y humedad de almacenamiento.....	-10 a 40° C, 10% a 95%
Rango de presión atmosférica p/transporte y almacenamiento.....	(50 - 106) kPa (500-1060 mbar)

valor medido con 0,9% de solución de ClNa.
Esta especificación puede variar según el tipo y viscosidad de medicamento utilizado.

	Presión de trabajo			Caudal l/min.
	kg/cm ²	PSI	kPa	
Mínimo	0,700	9,96	68,65	6
Máximo	0,950	13,52	93,16	8,5

