

Bascula de piso seca 803

Con formas claras para valores inequívocos

Báscula electrónica con recubrimiento de caucho bicomponente de alta calidad.

El modelo básico de seca transmite sus cualidades a primera vista: con una forma clásica y clara y un recubrimiento de alta calidad que proporciona una sensación muy agradable durante el pesaje. Tan agradable como la fácil lectura que ofrece su pantalla de extraordinarias dimensiones.

Capacidad:

150 kg, 330 lbs

División (g):

100 g / 0,2 lbs / 0,2 lbs

Alimentación:

Batería

Dimensiones (AxAxP):

316 x 37 x 326 mm , 12,4 x 1,5 x 12,8 inch

Peso neto:

1,5 kg , 3,3 lbs

Funciones:

desconexión automática, Tip on (función de conexión automática al tacto), conmutación kg/lbs/sts, medición móvil, Auto-HOLD

CE:

CE

