

Báscula de piso seca 813

Báscula electrónica de piso, de alta capacidad y estabilidad, con baja plataforma y gran pantalla indicadora LCD.

El número de personas que pesan cada vez más aumenta constantemente; para ellas, ofrecemos esta báscula que soporta fácilmente hasta 200 kilogramos sobre una plataforma extraordinariamente amplia. Su robusta superficie de caucho antideslizante acepta los mayores desafíos sin cesar, con plataforma de baja altura que facilita mucho el acceso.

Capacidad:

200 kg, 440 lbs

División (g):

100 g / 0,2 lbs / 0,2 lbs

Alimentación:

Batería

Dimensiones (AxAxP):

433 x 47 x 373 mm , 17 x 1,9 x 14,7 inch

Peso neto:

2,9 kg , 6,3 lbs

Funciones:

desconexión automática, Tip on (función de conexión automática al tacto), conmutación kg/lbs/sts, Step-Off, Auto-HOLD

CE:

CE

