

Bacula seca 727

La báscula pesabebés inalámbrica con una división de 1 g

Pesabebés con un sistema especial integrado de amortiguación de movimiento junto con la función auto-HOLD para pesar de forma rápida y precisa a bebés, incluso si están inquietos.

Los laterales de la bandeja ergonómica son altos y redondeados, lo que permite pesar a bebés de tamaño mayor. Su nueva pantalla LCD retroiluminada garantiza una cómoda lectura de los dígitos incluso en salas con luz tenue. El suministro de energía puede obtenerse por batería o mediante conexión a la red eléctrica. Todo ello preparado para el futuro e integrable en SGP, gracias a seca 360° wireless.

Capacidad:

20 kg, 44 lbs

División (g):

1 g < 6 kg > 2 g / 0,1 oz

Rango de medición en cm:

0 - 50 cm

Rango de medición en inch:

0 - 20 "

División:

1 mm / 1/8"

Alimentación:

Baterías recargables, Red eléctrica

Dimensiones (AxAxP):

551 x 151 x 320 mm , 21,7 x 5,9 x 12,6 inch

Peso neto:

7,1 kg , 15,7 lbs

Funciones:

desconexión automática, amortiguación, proteccion de transporte, TARA, proteccion contra sobre carga, medición móvil, Auto-HOLD, conmutación kg/lbs, conmutacion de unidades de peso

CE:

CE 0123

