

Bacula seca 334

Pesabebés electrónica portátil

Aunque la bandeja de pesaje posea un diseño más confortable y generoso que el de otros modelos, la pesabebés seca 334 es fácil de transportar, pesa 2.

8 kg solamente y, sorprendentemente, requiere muy poco espacio. Esta pesabebés, con una gran pantalla de LCD de fácil lectura y su asidero de transporte, que también puede utilizarse para colgarla, funciona con pilas y facilita la tarea diaria de pesar a bebés y niños pequeños.

Capacidad:

20 kg, 44 lbs

División (g):

5g < 10 kg > 10g / 0,5 oz

Alimentación:

Batería, Red eléctrica

Dimensiones (AxAxP):

638 x 105 x 300 mm , 25,1 x 4,1 x 11,8 inch

Peso neto:

2,8 kg , 6,2 lbs

Funciones:

desconexión automática, TARA, medición móvil, BMIF, Auto-HOLD, conmutación kg/lbs

CE:

CE 0123

