

Báscula seca 354

Pesabebés electrónica de fina graduación, con plataforma para pesaje de niños pequeños

Dos básculas en una: para empezar, la báscula seca 354 es un pesabebés con artesa confortable y una fina graduación de 10 g.

En unos pocos instantes, es capaz de convertirse en una báscula de plataforma con una capacidad de 20 kg, para el pesaje de niños pequeños. La artesa y la base, que sirve de báscula de plataforma, están unidas firme y sólidamente, ofreciendo absoluta seguridad para el pesaje del bebé. Otra ventaja de esta báscula es la función Breast Milk Intake (BMIF), que permite determinar la cantidad exacta de leche materna ingerida por el lactante. Robusta, pero de muy bajo peso y con teclas que se explican por sí solas, esta báscula es fácil de transportar y de usar.

Capacidad:

20 kg, 44 lbs

División (g):

10 g < 10 kg > 20 g / 0,5 oz < 22 lbs > 1 oz / 0,02 lbs < 22 lbs > 0,05 lbs

Alimentación:

Batería

Dimensiones (AxAxP):

552 x 156 x 332 mm , 21,7 x 6,1 x 13,1 inch

Peso neto:

2,3 kg , 5 lbs

Funciones:

desconexión automática, TARA, medición móvil, BMIF, Auto-HOLD, conmutación kg/lbs

CE:

CE

