

seca 725

Pesabebés mecánica con pesas deslizantes

Este modelo combina una construcción clásica con un mecanismo de pesaje refinado.

Con las pesas que se deslizan con suavidad y precisión, la comprobación exacta del peso es un juego de niños. La suave concavidad de la artesa brinda seguridad durante el pesaje. Y el ajuste a cero permite la comprobación confiable del peso neto en todo momento. Así por ejemplo, permite eliminar fácilmente la tara de una colchoneta o de un pañal, realizando el ajuste a cero antes de la operación de pesaje. El barnizado resistente a golpes y rayaduras de la báscula seca 725, sumamente fácil de cuidar y limpiar, es un factor más que garantiza una prolongada vida útil.

Capacidad:

16 kg, 35 lbs

División (g):

5 g, 1/4 oz

Dimensiones (AxAxP):

550 x 180 x 290 mm , 21,7 x 7,1 x 11,4 inch

Peso neto:

6,4 kg , 14,1 lbs

Funciones:

función de ajuste a cero

CE:

CE 0123

