

Bascula de columna seca 769

La báscula seca 769 se puede utilizar para una gran diversidad de aplicaciones, requiere poco mantenimiento y presta sus servicios en cualquier sitio, gracias a un funcionamiento económico por pilas.

Por eso, es ideal para el uso diario en hospitales y consultorios médicos. Gracias a sus ruedas de transporte, se desplaza con toda facilidad. Además, viene equipada con funciones inteligentes. La función BMI, por ejemplo, permite la comprobación segura del estado nutricional del paciente. Si se la equipa con el estadímetro opcional seca 2

Capacidad:

200 kg, 450 lbs

División (g):

100 g / 0,2 lbs

Alimentación:

Batería, Red eléctrica

Dimensiones (AxAxP):

294 x 831 x 417 mm , 11,6 x 32,7 x 16,4 inch

Peso neto:

6,2 kg , 13,7 lbs

Funciones:

desconexión automática, conmutación kg/lbs/sts, Transport custors, TARA, HOLD, el índice de masa corporal - BMI

CE:

CE 0123

