

Cinta metrica seca 206

Solución para espacios reducidos, con mecanismo de enrollado automático.

Se fija en la pared fácilmente, con un solo tornillo. El indicador de medida se encuentra en el tope para la cabeza y permite una fácil lectura de la altura. Fabricada en metal que le confiere durabilidad.

Rango de medición en cm:

0 - 220 cm

Rango de medición en inch:

0 - 87 "

División:

1 mm, 1/8 inch

Dimensiones (AxAxP):

125 x 125 x 173 mm , 4,9 x 4,9 x 6,8 inch

Peso neto:

202 g , 0,4 lbs

Funciones:

montaje en la pared

CE:

CE 0123

