

# Cinta metrica seca 201

Cinta ergonómica para medir circunferencias

Hoy en día, las cintas para medir circunferencias también deben responder a máximas exigencias médicas.

Por eso, seca ha desarrollado la cinta seca 201, que permite medir circunferencias con una precisión milimétrica. El mecanismo de alta calidad asegura la fácil extracción de esta cinta de 205 cm y su bloqueo preciso. La caja de formas ergonómicas es agradable al tacto, y lo suficientemente robusta para soportar más de una caída sin sufrir deterioros

Rango de medición en cm:

0 - 205 cm

Rango de medición en inch:

0 - 80 "

División:

1 mm, 1/8 inch

Dimensiones ( AxAxP):

70 x 22 x 65 mm , 2,8 x 0,9 x 2,6 inch

Peso neto:

50 g , 0,1 lbs

Funciones:

medición móvil

CE:

CE 0123.

