

# Colchoneta portatil seca 210

Colchoneta portátil para bebés y niños pequeños

Colchoneta suave al tacto, lavable, plegable con elementos para guardarlo en la pared.

Se trata de una solución ligera, que requiere poco espacio y que permite medir la longitud de bebés y niños pequeños acostados, fácilmente y con precisión. La pieza fija de la cabeza y el tope deslizante para los pies simplifican su uso.

Rango de medición en cm:

10 - 99 cm

Rango de medición en inch:

4 - 39 "

División:

5 mm / 1/4 inch

Dimensiones ( AxAxP):

1250 x 140 x 300 mm , 49,2 x 5,5 x 11,8 inch

Peso neto:

575 g , 1,3 lbs

Funciones:

error de pesaje, montaje en la pared, medición móvil

CE:

CE 0123

