

seca 762

Báscula mecánica con graduación de 500 g

Hoja de producto [**seca 762**]



- Construcción robusta.
- Escala circular de fácil lectura.
- Plataforma sólida y estable.
- Precisión y larga vida útil.

seca 762:

Clásicos destacados de la tecnología de pesaje.

Hoy en día, las propiedades que ofrece la línea clásica de básculas seca, de calidad probada desde hace decenios, son más modernas que nunca: se pueden usar en todo momento, ya que no necesitan pilas ni conexión a la red eléctrica. Sumamente robustas, comprueban el peso en forma rápida, confortable y muy precisa; y su característico diseño de gran relieve atrae la mirada de todos los aficionados a los productos clásicos.

Clásicos modernos desde hace décadas.

Su diseño clásico ofrece un dial grande, definido y de fácil lectura, aunado con el confort que brindan su gran plataforma antideslizante y la durabilidad de su barnizado resistente a impactos y rasguños.

Esfera extraordinariamente grande para facilitar la lectura.



La robusta carcasa de metal resiste el trabajo de muchos años bajo las condiciones más duras.

seca 762

Datos técnicos

- Capacidad: 150 kg, 320 lbs, 150 kg / 320 lbs
- División: 500 g, 1 lbs, 500 g / 1 lbs
- Dimensiones (AxAxP): 305 x 120 x 470 mm / 12 x 4,7 x 18,5"
- Peso: 3,5 kg / 7,7 lbs