

# seca 869

Pesapersonas de suelo  
con indicador remoto  
conectado por cable

Hoja de producto [ **seca 869**

**nuevo**



- Elemento de indicación y control separado, con ángulo de inclinación ajustable en forma continua, para un manejo confortable.
- Dígitos de 20 milímetros de altura, para una lectura fácil.
- Función BMI para la comprobación del estado nutricional.

## seca 869:

Más flexibilidad en el mundo cotidiano de la medicina.

El trabajo diario del personal médico exige un máximo de flexibilidad y detalles que aseguren un pesaje sencillo, rápido y fiable. Son exigencias que la báscula seca 869 satisface ampliamente: portátil gracias a su asa integrada, formas planas, sólo 3,9 kilogramos de peso, pantalla separada y funciones como BMI, HOLD y TARA.



Lectura confortable gracias a su pantalla separada.

La pantalla y la plataforma de pesaje de la báscula seca 869 están conectados con un cable de 2,25 m de longitud. La ventaja: la pantalla se puede colocar separadamente de la báscula para leer cómodamente los resultados en el escritorio o en la pared a la altura de los ojos. La operación de pesaje es igualmente confortable ya que la escasa estatura de la báscula ofrece un acceso fácil, incluso para personas con movilidad reducida. La superficie se puede limpiar con todos los agentes de limpieza de uso comercial.

Posición firme, incluso sobre superficies irregulares.

Las pies de nivelación de grandes dimensiones afianzan la colocación de la plataforma de pesaje sobre cualquier clase de suelo. Y los pequeños pies de goma del elemento separado de indicación y mando también lo mantienen firme sobre cualquier superficie resbaladiza. Cada una de las funciones está indicada claramente, asegurando un manejo rápido y correcto incluso por personal sin experiencia. Con la misma facilidad, la báscula seca 869 se puede volver a guardar, puesto que sus dimensiones y su peso son relativamente reducidos.

Medición confortable, con las funciones más importantes.

La báscula seca 869 ofrece todas las funciones que se necesitan con frecuencia: la función BMI para comprobar el estado de nutrición, la función HOLD para retener el resultado de medición y la función TARA para comprobar la tara de un pesaje; por ejemplo, el de niños pequeños en brazos de sus padres. La lectura de los datos obtenidos es fácil, gracias a las dimensiones de la pantalla separada y el ángulo de inclinación que se puede variar en forma continua, sin escalas.



Patas niveladoras en la base de pesaje, para afirmar y afianzar su posición.



Construcción compacta y bajo peso, para un alto confort en el transporte y un uso universal.



La inclinación del elemento de indicación y de mando se puede variar en forma continua, sin escalas. Para colocar en la mesa o fijar a la pared.



## seca 869

### Datos técnicos

- Capacidad: 250 kg
- División: 100 g < 150 kg > 200 g
- Dimensiones de la báscula (BxHxA): 321 x 59 x 356 mm
- Dimensiones de la pantalla (BxHxA): 205 x 73 x 47 mm
- Peso: aprox. 3,9 kg
- Alimentación: pilas, red eléctrica opcional
- Longitud del cable: 2,25 m
- Funciones: BMI, TARA, HOLD, desconexión automática, conmutación kg/lbs/sts