

esgo

CAMILLA PARA RESCATE PLEGADIZA




IMAGEN PROTEGIDA
POR LA LEY DE
DERECHOS DE
AUTOR POR EL
INSTITUTO
MEXICANO DE LA
PROPIEDAD
INDUSTRIAL N.º 293964

MODELO CAM129

Especificaciones:

Cubierta en lona anulada color verde o naranja.

Estructura plegable en tubo de acero calibre No. 16, de 25.4mm (1") de diámetro, acabado cromado.

Dimensiones generales:

Plegada: 90.0cm x 51.0cm x 6.0cm

Extendida: 1.8mts x 51.0cm x 2.5cm

Peso: 7kg (15 lb)



Todos nuestros productos tienen una garantía de 2 años contra defectos de fabricación y portan una etiqueta para su identificación. La ausencia de la misma puede dejar sin efecto dicha garantía.