

# Báscula electrónica para sillas de ruedas, con baranda y ruedas de transporte seca 676

**nuevo**



Plataforma amplia . Baranda robusta y sostén seguro . Plegable y móvil . Para guardar en espacios reducidos . Función pre-TARA con 3 memorias para el peso adicional

# Para el pesaje seguro, aun cuando cueste mantenerse de pie

No todas las personas gozan de un buen estado físico o de una buena capacidad motriz. Cuanto más avanza la edad, mayores suelen ser las dificultades para caminar o para mantenerse de pie. Hay jóvenes y ancianos que padecen enfermedades metabólicas como diabetes, que con gran frecuencia ocasiona sobrepeso. O personas que han sufrido fracturas óseas. Y en los últimos meses de embarazo, la movilidad de las mujeres es bastante reducida. Los hospitales, los centros de rehabilitación, las residencias para la tercera edad y las residencias geriátricas deben estar preparados para ofrecer a esta clase de pacientes la mejor atención posible, y es seguro que lo estarán con la báscula para sillas de ruedas seca 676

## Plataforma amplia y baranda robusta

La pesapersonas seca 676 ofrece prestaciones universales gracias a su plataforma antideslizante de generosas dimensiones y una baranda robusta y estable. Facilita el pesaje de personas en sillas de ruedas o sentadas en una silla; asimismo, las personas con dificultades motrices o endebles pueden sujetarse a la baranda sin ayuda ajena.

## Plegable y móvil, para guardar en un espacio reducido

Después del pesaje, la báscula seca 676 se puede plegar con unas pocas maniobras para guardarla en un espacio reducido. El firme bloqueo entre la baranda y la plataforma asegura una posición firme de la báscula, incluso plegada. En estado plegado, la baranda también sirve de asidero. De esta manera, la seca 676 con sus ruedas de marcha suave se puede desplazar y guardar con un mínimo esfuerzo físico.

## Funciones inteligentes para un pesaje confortable

El display orientable situado a la altura de la cadera facilita el trabajo de médicos y personal sanitario. Después del pesaje, el paciente puede recibir la atención inmediata que necesita, mientras el resultado queda guardado con la función HOLD. El peso adicional de todos los elementos auxiliares, tales como sillas con o sin ruedas, se elimina fácilmente mediante la función TARA. Además, la báscula dispone de memorias para tres pesos adicionales y una función BMI (índice de masa corporal).



## Ficha técnica

### seca 676

Capacidad: 360 kg/800 lbs

División: 100 g/0.2 lbs

Rango de TARA: 360 kg/800 lbs

Dimensiones (BxHxA): 951 x 1.107 x 965 mm

Plataforma (BxHxA): 800 x 51 x 965 mm

Peso: 34,5 kg

Alimentación: red eléctrica

Funciones: pre-TARA con 3 memorias para el peso adicional, TARA, HOLD, BMI, amortiguación, conmutación kg/lbs

Opcional: Adaptador RS232 seca 460

